

KELAT DTB

DÉTARTRANTS DÉSINCRUSTANTS

Nettoyant Désinfectant Désincrustant Odorisant
Conforme à la norme EN 1276

Détartrant désinfectant sanitaires puissant spécialement conçu pour la remise en état des espaces sanitaires. Nettoie rapidement, et ravive les surfaces entartrées. Désodorise et laisse une odeur agréable.

MODE D'EMPLOI

Nettoyage normal : dilution à 20% (200 ml par litre d'eau).

Nettoyage intensif : utiliser pur.

Effet désinfectant : produit pur.

1/ Mettre des gants. 2/ Vaporiser le produit pur à une distance de 15 à 20 cm des surfaces à nettoyer. 3/ Laisser agir quelques minutes. 4/ Rincer les surfaces à l'eau avec une lavette propre. *Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux acides (pierres marbrières, pierres naturelles, bois et surfaces vitrées).*

NORMES

Bactéricide EN 1276 : Produit pur, à 20°C - Temps de contact 5 mn - Conditions de saleté, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis*.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide fluide
Couleur : Orangé clair (pêche) - Incolore (amande)
Parfum : Pêche - Amande
pH (pur) : 1 (± 0,5)
Densité : 1,05 (± 0,01)

COMPOSITION

< 5% : agents de surface cationiques
Désinfectants - Parfums.

MANIPULATION - STOCKAGE

Usage réservé aux utilisateurs professionnels.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Contactez le centre antipoison le plus proche. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

LÉGISLATION

Préparation liquide à usage biocide TP2. Contient 2% (m/m) de chlorure de benzalkonium (CAS n°68424-85-1).

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENTS

• Carton de 12 pulvérisateurs de 750 ml. • Carton de 4 x 5 litres.

(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).



Kelat DTB



PROCALP

FABRIQUÉ EN FRANCE

Rue de la mécanique - Aussillon
81200 Mazamet France
Tél : (33) 05 63 61 19 79
Fax : (33) 05 63 61 84 24
Email : procalp@procalp.com
www.procalp.com