

KELAT DTG

GELS WC

Gel WC Désincrustant Désinfectant

Conforme aux normes EN 1276 et EN1275

Nettoie, désincruste, fait briller et désodorise en laissant une agréable odeur de fraîcheur. Grâce à sa forme gélifiée, le produit adhère longtemps sur la surface des WC et des urinoirs. Supprime le tartre, les traces blanches de calcaire et les coulures de rouille. Sans danger pour les canalisations et les fosses septiques.

MODE D'EMPLOI

Effet désinfectant : produit pur.

Appliquer le produit pur en dirigeant le jet sur les parois et sous les rebords de la cuvette.

Laisser agir : - 10 minutes pour une surface peu sale.

- 20 minutes pour une surface sale.

Brosser et tirer la chasse d'eau.

Éviter tout contact avec les tapis et moquettes, le marbre et les carrelages.

NORMES

- **Bactéricide EN 1276** : Produit pur, à 20°C - Temps de contact 5 mn - Conditions de saleté, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis*.
- **Lévuricide EN 1275** - Produit pur, à 20°C - Temps de contact 15 mn (*Candida albicans*).

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Liquide limpide visqueux
Couleur :	Vert
Parfum :	Neptune
pH (pur) :	1 (± 0,5)
Densité :	1,10 (± 0,01)

COMPOSITION

< 5% : agents de surface cationiques, agents de surface non ioniques
Désinfectants - Parfums (Hexyl cinnamal; Limonène; Linalool).

MANIPULATION - STOCKAGE

Usage réservé aux utilisateurs professionnels. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Contacter le centre antipoison le plus proche. Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

LÉGISLATION

Préparation liquide à usage biocide TP2 . Contient 0.5% (m/m) de chlorure de benzalkonium (CAS n°68424-85-1).

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.


CONDITIONNEMENT

- Carton de 12 x 1 litre col WC.

(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).



Kelat DTG



PROCALP

FABRIQUÉ EN FRANCE

Rue de la mécanique - Aussillon
81200 Mazamet France
Tél : (33) 05 63 61 19 79
Fax : (33) 05 63 61 84 24
Email : procalp@procalp.com
www.procalp.com